


ALUMINUM OXIDE MICROBLASTER

ECO-NEW-ec



ECO

- WATER SUPPLY
- HOOK UP INSTRUCTIONS
- ALUMINUM OXIDE MICROBLASTER USE
- BONDING TECHNIQUES
- EXTRAORAL USE
- MAINTENANCE INSTRUCTION



NOZZLE ANGLES

زاویه نازل ۶۰° درجه

ویژگی های دستگاه سند بلاست داخل دهانی
اتصال به شیلنگ یونیت
دارای وزن سبک برای جابه جایی و استفاده راحت
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه
قابلیت اتوکلاو به غیر از مخزن پودر
دما: ۱۰- درجه / ۷۰+ درجه
رطوبت: ۹۵ درصد
فشار: ۷۰-۱۰۶ کیلو پاسکال
ابعاد: ۲۴۰ * ۱۱۰ * ۳۷ میلیمتر
وزن: ۳۹۰ گرم
دارای دو خروجی مجزا (آب و هوا)
دارای دو مخزن پودر
دارای برآش دندان
دارای دو سوزن مخصوص
دارای آچار





ویژگی های پودر سند بلاست داخل دهانی
قابل استفاده برای سند بلاست کردن سطح دندان، سطح داخلی کراون و براکت
قابل استفاده به همراه دستگاه سند بلاست
قابل استفاده برای متخلخل کردن سطوح سرامیکی، کامپوزیتی و فلزی قبل از سمان کردن
قابل استفاده برای ترمیم های داخل و خارج دهانی
پودر سند بلاست در وزن یک کیلوگرم، قابل ارائه می باشد



EXTRAORAL SANDBLASTERS / DENTAL BONDING SYSTEM | ECO-NEW-ec





ECO AIR ABRASION MASTER
112205 7014

EXTRAORAL SANDBLASTERS / DENTAL BONDING SYSTEM | ECO-NEW-ec

